


A difference you can feel™.

Boston
Scientific



Extractor™ Pro RX

Ballonnet de retrait




Defining tomorrow, today
in Endoscopy.

Extractor™ Pro RX

Ballonnet de retrait à triple lumière

Boston Scientific a gagné la confiance et le soutien de médecins dans le monde entier qui ont adopté le système RX Biliaire™ (premier système de mise en place à guide court), pour un usage quotidien. Toute la gamme RX Biliaire a été conçue spécifiquement pour améliorer l'efficacité et le contrôle durant les procédures de CPRE.



Conception améliorée du ballonnet

- Le nouveau ballonnet a été amélioré pour plus de résistance et de fiabilité.
- Chacune des trois tailles de ballonnet peut être gonflée en deux diamètres distincts : 9 - 12 mm ; 12 - 15 mm ; 15 - 18 mm pour mieux s'adapter aux différents types d'anatomies. Ce choix multiple de diamètres évite d'utiliser un ballonnet supplémentaire.
- Le ballonnet à « épaulement carré » est conçu pour faciliter l'extraction du calcul.



Références de commande

Ballonnet d'extraction à triple lumière Extractor Pro RX

Référence	Diamètre ext. du ballonnet (mm)	Injection	Diamètre ext. du cathéter (F/mm)
M00547000	9-12	Dessus	7-6 / 2,33-2
M00547010	12-15	Dessus	7-6 / 2,33-2
M00547020	15-18	Dessus	7-6 / 2,33-2
M00547030	9-12	Dessous	7-6 / 2,33-2
M00547040	12-15	Dessous	7-6 / 2,33-2
M00547050	15-18	Dessous	7-6 / 2,33-2

Conditionnement : 1 par boîte

Guide recommandé : Guide haute performance Dreamwire™ de 0.035" (0,89 mm).

Longueur du système : 200 cm.

Centre de distribution Européen – Les Pays-Bas
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Direction Européenne – Paris
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)
T: 08000 7233 00 F: 08000 7233 19

Argentine (Appel gratuit)
T: 0800 555 2678 F: +54 11 4896 8517

Asie du Sud Est – Malaisie
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Asie du Sud Est – Philippines
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Asie du Sud Est – Singapour
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Asie du Sud Est – Thaïlande
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Australie/Nouvelle Zélande
T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Autriche
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgique (Appel gratuit)
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Brésil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili
T: +56 2 445 4904 F: +56 2 445 4915

Chine – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1588

Chine – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombie
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne
T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Europe du Sud Est
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlande
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

France
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Grande Bretagne (Appel gratuit)
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grèce
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

Inde – Chennai
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

Inde – Delhi
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

Inde – Mumbai
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlande (Appel gratuit)
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italie
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Mexique
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient/Golfe Persique/Afrique du Nord
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Pologne
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

République Tchèque
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Suède
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suisse
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquie
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Contrôle et efficacité de la procédure

- Le dispositif de verrouillage du système RX Biliaire permet au médecin de maintenir la position du guide et de faciliter les va-et-vient multiples dans le canal durant l'extraction du calcul.
- Option de chargement à l'avant ou à l'arrière du guide.
- Options d'injection amont ou aval selon les préférences du médecin et pour faciliter l'intervention.
- Conçu pour permettre un excellent débit d'injection.

Boston Scientific

Defining tomorrow, today.™

www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420

© 2011 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2270FA