


Interject[™]

Aiguilles de Sclérothérapie

Boston
Scientific



Des Performances

Garanties



Interject™

Aiguilles de Sclérothérapie

Une **garantie de performances** dans le domaine des injections thérapeutiques.

ANATOMIE TORTUEUSE

La conception en étoile unique du cathéter interne** facilite la manipulation de l'aiguille dans les anatomies sinueuses (même en cas de courbure).

ACCÈS EFFICACE

La gaine résistante facilite la progression de l'aiguille dans les endroits les moins accessibles.

PÉNÉTRATION EN DOUCEUR DE L'AIGUILLE


L'aiguille biseautée simplifie la pénétration (l'injection).

POSITIONNEMENT SÉCURISÉ DE L'AIGUILLE

L'embase maintient l'aiguille en position dans la gaine tout au long du passage dans l'endoscope.

AIGUILLES DISPONIBLES

- Longueurs de gaine de 200 cm et 240 cm
- Longueurs d'aiguille de 4 mm et 6 mm
- Aiguilles de calibre 23 et 25
- Gaines transparentes ou contrastées.



L'aiguille biseautée et lisse simplifie la pénétration (l'injection)

Livrée avec bague d'espacement rouge conçue pour maintenir l'aiguille à l'intérieur du cathéter pendant le transport (à retirer avant utilisation)



Embase de verrouillage pratique pour une intervention efficace

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Référence	Ø ext. (mm)	Longueur de la gaine (cm)	Conception de la gaine	Calibre de l'aiguille	Longueur maximale de l'aiguille (mm)
M00518151	1,8	200	Contrastée	23	4
M00518161	1,8	200	Contrastée	25	4
M00518251	1,8	200	Contrastée	23	6
M00518261	1,8	200	Contrastée	25	6
M00518351	2,3	240	Contrastée	23	4
M00518361	2,3	240	Contrastée	25	4
M00518111	1,8	200	Transparente	25	4
M00518301	2,3	240	Transparente	23	4
M00518311	2,3	240	Transparente	25	4

Livrées par boîtes de 5

**Brevet déposé par Boston Scientific Corp.

Centre de distribution Européen – Les Pays-Bas

T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Direction Européenne – Paris

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)

T: 08000 7233 00 F: 08000 7233 19

Argentine (Appel gratuit)

T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Asie du Sud Est – Malaisie

T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Asie du Sud Est – Philippines

T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Asie du Sud Est – Singapour

T: +65 6418 8898 F: +65 6418 8899

Asie du Sud Est – Thaïlande

T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Australie/Nouvelle Zélande

T: +61 2 8063 8100 F: +61 2 9330 1404

Autriche

T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgique (Appel gratuit)

T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Brésil

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Chine – Beijing

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Chine – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai

T: +86 21 6141 5969 F: +86 21 6141 5900

Colombie

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne – Barcelone

T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

Espagne – Madrid

T: +34 91 319 50 03 F: +34 91 319 50 03

Europe du Sud Est

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlande

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

France

T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Grande Bretagne (Appel gratuit)

T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grèce

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

Inde – Chennai

T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

Inde – Delhi

T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

Inde – Mumbai

T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlande (Appel gratuit)

T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italie

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas

T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Mexique

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient / Golfe Persique / Afrique du Nord

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Pologne

T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal

T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

République Tchèque

T: +420 236 331 901 F: +420 236 331 935

Suède

T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suisse

T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquie – Istanbul

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific.com

www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420

© 2008 Boston Scientific Corporation

ou ses filiales. Tous droits réservés.

DINEND2171FA

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

PSST 4076 Imprimé en France par cwcreativeservices. *L'avenir dès maintenant.